


抗Wt1ポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - P19544

商品番号: CM0015445



前書き

ヒトWT1を標的とするウサギポリクローナル抗体。W
B、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反
応性あり。転写調節やがん生物学の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WT1 ウサギpAb
備考/別名	GUD; AWT1; WAGR; WT-1; WT33; NPHS4; WIT-2; WT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7490
GeneID	7490
免疫原	ヒトWT1のアミノ酸1-302に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001185480.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19544
タンパク質重量	49 kDa
配送	アイスパック