


Anti-Wt1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P19544

商品番号: CM0005541



前書き

WT1 ウサギモノクローナル抗体 (P19544)

は、WB、IHC-P、ELISA

で検証済みです。ヒト、マウス、ラットの WT1 タンパク質を認識します。組換え免疫原を使用。泌尿生殖器の発生および腫瘍抑制因子の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WT1 ウサギ mAb
備考/別名	GUD; AWT1; WAGR; WT-1; WT33; NPHS4; WIT-2; WT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7490
GeneID	7490
免疫原	組換えタンパク質 ヒト WT1 (P19544) のアミノ酸 60-250 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19544
タンパク質分子量	49kDa
配送	アイスバッグ