

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Wtap モノクローナル抗体 - Q15007

商品番号: CM0004348



前書き

WB、IHC-P、ELISA用 WTAP ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットを認識。m6Aメチル化と細胞周期に関与するpre-mRNAスプライシング調節因子を標的。体外診断研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	WTAP ウサギ mAb
備考/別名	Mum2; WTAP
種	ヒト
GeneID	9589
免疫原	ヒトWTAP (NP_004897.2) のアミノ酸212-355に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15007
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷バッグ