

Wb、If/Icc、Elisa用抗Wtapポリクローナル抗体 - Q15007

商品番号: CM0018094



前書き

ヒトWTAPを標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウェスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAにて検証済み。
ヒト、マウス、ラットのWTAPを検出し、m6Aメチル化およびスプライシング調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WTAP Rabbit pAb
備考/別名	Mum2; WTAP
種	ヒト
遺伝子ID	9589
免疫原	ヒトWTAP (NP_004897.2) のアミノ酸212-355に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15007
タンパク質分子量	44 kDa
配送	氷袋