

## Wb、Ihc-P、Elisa用抗Wwc1（Kibra）ウサギポリクローナル抗体 - Q8Ix03

商品番号: CM0022480



## 前書き

ヒトWWC1（KIBRA）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応し、Hippoシグナル伝達および認知機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                    |
|------------|------------------------------------------------------|
| 製品名        | WWC1ウサギpAb                                           |
| 備考／別名      | KIBRA; HBEBP3; HBEBP36; MEMRYQTL; PPP1R168; WWC1     |
| 種          | ヒト                                                   |
| GeneID（ヒト） | 23286                                                |
| GeneID     | 23286                                                |
| 免疫原        | ヒトWWC1（NP_056053.1）のアミノ酸290～426に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                  |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                            |
| 用途         | WB、IHC-P、ELISA                                       |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                           |
| SWISS      | Q8IX03                                               |
| タンパク質分子量   | 125kDa                                               |
| 輸送         | 保冷バッグ                                                |