

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Wwc2ウサギポリクローナル抗体 - Q6Awc2

商品番号: CM0020710

前書き

ヒトWWC2（BOMB）タンパク質を標的とするアフィニティ精製ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。Hippoシグナル経路の制御因子であるヒト、マウス、ラットのWWC2を検出します。氷冷で発送いたします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WWC2 Rabbit pAb
別名	BOMB; WWC2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	80014
遺伝子ID	80014
免疫原	ヒトWWC2 (NP_079225.5) のアミノ酸160～430番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6AWC2
タンパク質分子量	134kDa
発送方法	氷袋