


Wb、Elisa用抗Wwoxポリクローナル抗体 - Q9Nzc7

商品番号: CM0015406



前書き

ヒトWWOXに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。アポトーシスおよびWntシグナル伝達に参与する腫瘍抑制因子、WWドメイン含有酸化還元酵素を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WWOXウサギpAb
備考／別名	FOR; WOX1; DEE28; EIEE28; FRA16D; SCAR12; HHCMA56; PRO0128; SDR41C1; D16S432E; WWOX
種	ヒト
GeneID（ヒト）	51741
GeneID	51741
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NZC7
タンパク質分子量	47kDa
輸送	保冷バッグ