


Wb、If/Icc、Elisa用抗Wwoxポリクローナル抗体 - Q9Nzc7

商品番号: CM0016815



前書き

ヒトWWOX（Q9NZC7）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WWOXはアポトーシスとWntシグナル伝達に参与する腫瘍抑制因子かつオキシドレダクターゼです。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、マウスと交差反応します。分子量：47kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WWOX ウサギpAb
別名	FOR; WOX1; DEE28; EIEE28; FRA16D; SCAR12; HHCMA56; PRO0128; SDR41C1; D16S432E; WWOX
由来種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51741
遺伝子ID	51741
免疫原	組換えタンパク質 (ヒトWWOX (NP_057457.1) のアミノ酸1~120番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質)
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISSプロットID	Q9NZC7
タンパク質分子量	47kDa
発送方法	保冷剤梱包