


Anti-Wwp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9H0M0

商品番号: CM0028114



前書き

ユビキチン化およびプロテアソーム分解に関与するN EDD4様E3ユビキチンタンパク質リガーゼであるWWP1に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WWP1 Rabbit pAb
備考/別名	AIP5; Tiul1; hSDRP1; WWP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11059
GeneID	11059
免疫原	組換えタンパク質 ヒトWWP1 (NP_008944.1) のアミノ酸1-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H0M0
タンパク質分子量	105kDa
配送	氷袋