

抗Wwp2ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - O00308

商品番号: CM0024031



前書き

WBおよびELISAで検証済みのWWP2ウサギポリクローナル抗体。幹細胞およびT細胞におけるユビキチン化とプロテアソーム分解の重要な制御因子であるヒトWWP2（NEDD4様E3ユビキチンタンパク質リガーゼ）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	WWP2 ウサギpAb
備考/別名	AIP2, WWp2-like, WWP2
種	ヒト
遺伝子ID	11060 (ヒト)
免疫原	ヒトWWP2のアミノ酸151-400に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001257383.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O00308
タンパク質重量	99kDa
配送	アイスパック