

抗キサンチン脱水素酵素/酸化酵素 (Xdh) モノクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - P47989

商品番号: CM0007100



前書き

ヒトキサンチン脱水素酵素/酸化酵素 (XDH) を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。プリン代謝および活性酸素種 (ROS) 生成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	キサンチン酸化酵素 (XDH) ウサギ PolymAb®
備考/別名	XO; XOR; XAN1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7498
遺伝子ID	7498
免疫原	合成ペプチド ヒトキサンチン酸化酵素 (XDH) のアミノ酸1000-1100番目の配列に対応する合成ペプチド。(NP_000370.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P47989
タンパク質重量	146kDa
配送	アイスバッグ