


Anti-Xanthine Oxidase (Xdh) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P47989

商品番号: CM0013590



前書き

ヒトキサンチンオキシダーゼ（XDH）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。プリン代謝および酸化ストレスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Xanthine Oxidase (XDH) Rabbit pAb
備考/別名	XO; XOR; XAN1; Xanthine Oxidase (XDH)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7498
免疫原	合成ペプチド ヒトキサンチンオキシダーゼ（XDH）（NP_000370.2）のアミノ酸985-1084内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P47989
タンパク質分子量	146kDa
配送	アイスバッグ