

Wb、Chip、Elisa用抗Xbp-1Sウサギモノクローナル抗体 - P17861-2

商品番号: CM0009132

前書き

WB、ChIP、ELISAでバリデーション済みの抗XBP-1sウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスのXBP-1sと交差反応します。小胞体ストレス、UPR、がん研究に最適です。 - P17861-2

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	XBP-1sウサギmAb
備考／別名	XBP2; TREB5; XBP-1; TREB-5
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7494
遺伝子ID	7494
免疫原	ヒトXBP-1s (NP_001073007.1) のアミノ酸188～287に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ChIP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P17861-2
タンパク質分子量	40 kDa
配送	保冷剤