

WbおよびElisa用 抗Xcp1ウサギポリクローナル抗体 - B6Tic7

商品番号: CM0024196

前書き

トウモロコシXCP1（システインプロテアーゼ5）に対するウサギポリクローナル抗体（WBおよびELISA用）。トウモロコシXCP1を認識し、予測分子量は71 kDaです。植物プロテアーゼ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	XCP1 ウサギpAb
備考/別名	IDP105, GRMZM2G066326, XCP1, Cysteine protease5
種	トウモロコシ
GeneID	100283433
免疫原	トウモロコシXCP1（NP_001149806.1）の amino 酸157-377に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	トウモロコシ
SWISS	B6TIC7
タンパク質重量	71kDa
配送	アイスバッグ