


Wb、Elisa用 Anti-Xiap ウサギモノクローナル抗体（Ko検証済） - P98170

商品番号: CM0002253



前書き

ヒトXIAP (BIRC4/IAP3)

を標的とするKO検証済ウサギモノクローナル抗体で、マウスおよびラットとの交差反応性があります。アポトーシス、NF-

kBシグナル伝達、ユビキチン化経路の研究に最適な、ウェスタンブロットおよびELISA用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] XIAP ウサギ mAb
備考/別名	API3; ILP1; MIHA; XLP2; BIRC4; IAP-3; hIAP3; hIAP-3; AP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	331
GeneID	331
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトXIAP (NP_001158.2) のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P98170
タンパク質分子量	57kDa
輸送	保冷バッグ