


抗Xiapウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - P98170

商品番号: CM0018707



前書き

ヒトXIAP（X連鎖アポトーシス抑制タンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IF/ICC、ELISAによる検証済み。分子量約57kDa。アポトーシス、NF- κ Bシグナル伝達、およびユビキチン化の研究に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	XIAP ウサギpAb
備考/別名	API3; ILP1; MIHA; XLP2; BIRC4; IAP-3; hIAP3; hIAP-3; XIAP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	331
GeneID	331
免疫原	ヒトXIAPのアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001158.2)。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P98170
タンパク質分子量	57kDa
配送	アイスバッグ