

Wb、If/Icc、Elisa用抗Xkポリクローナル抗体 - P51811

商品番号: CM0017966

前書き

XK（XKR1、Kx抗原）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAに適しています。小胞体膜アダプタータンパク質の機能およびVPS13Aのリクルートを解析できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	XKウサギpAb
備考／別名	KX; NA; NAC; X1k; XKR1; XK
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7504
遺伝子ID	7504
免疫原	ヒトXK（NP_066569.1）のアミノ酸59～138に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51811
タンパク質分子量	51kDa
輸送	保冷バッグ