


ウエスタンブロット用 抗Xpcウサギポリクローナル抗体 - Q01831

商品番号: CM0024964



前書き

ヒトXPC（XP3/RAD4/p125）タンパク質を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、IP、ELISAで検証済み。ヌクレオチド除去修復および転写共活性化研究に最適。SWISS: Q01831。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	XPC ウサギ pAb
備考/別名	XP3; RAD4; XPCC; p125; XPC
種	ヒト
遺伝子ID	7508
免疫原	ヒトXPC（NP_004619.3）のアミノ酸700-940を含む組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q01831
タンパク質分子量	106kDa
発送	保冷バッグ