


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Xpd/Ercc2 モノクローナル抗体 - P18074

商品番号: CM0002103



前書き

ウエスタンブロット、免疫組織化学（パラフィン切片）、ELISA用のAnti-XPD/ERCC2ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。転写共役型ヌクレオチド除去修復およびTFIIH複合体機能の研究に最適。予測分子量87kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	XPD/ERCC2 ウサギ mAb
備考/別名	EM9; TTD; XPD; TTD1; COFS2; TFIIH; XPD/ERCC2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2068
GeneID	2068
免疫原	ヒトXPD/ERCC2 (P18074) のアミノ酸600-700に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18074
タンパク質分子量	87kDa
発送	保冷バッグ