


Wb、Elisa用抗Xpd/Ercc2ポリクローナル抗体 - P18074

商品番号: CM0013103



前書き

ウエスタンブロット(WB)およびELISAで検証済みの高品質ウサギ抗XPD/ERCC2ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。DNA修復および転写機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	XPD/ERCC2 ウサギ pAb
備考/別名	EM9; TTD; XPD; TTD1; COFS2; TFIIH; XPD/ERCC2
種	ヒト
GeneID(ヒト)	2068
GeneID	2068
免疫原	ヒトXPD/ERCC2 (NP_001124339.1) のアミノ酸1-180番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18074
タンパク質分子量	87kDa
発送	保冷剤