


Wb、Elisa用 Anti-Xpnpep1 ポリクローナル抗体 - Q9Nqw7

商品番号: CM0013806



前書き

XPNPEP1 Rabbit pAb は、ヒト Xaa-Pro aminopeptidase 1

を標的とするポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済みです。マウスとの交差反応性があり、ペプチド分解やブラジキニン代謝に関与する70 kDaの細胞質タンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	XPNPEP1 Rabbit pAb
備考/別名	APPI; SAMP; XPNPEP; XPNPEPL; XPNPEPLI; XPNPEPI
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7511
遺伝子ID	7511
免疫原	ヒト XPNPEP1 (NP_065116.3) のアミノ酸 44-240 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NQW7
タンパク質分子量	70kDa
輸送	保冷バッグ