

ウエスタンブロットおよびElisa用 抗Xpnpep2 ウサギポリクローナル抗体 - O43895

商品番号: CM0013819

前書き

XPNPEP2 (X-Pro アミノペプチダーゼ 2) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに適し、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性あり。組換えエクドメイン (アミノ酸22-240) に対して作製。ブラジキニン代謝研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	XPNPEP2 ウサギ pAb
備考/別名	APP2; AEACEI; XPNPEP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7512
GeneID	7512
免疫原	ヒトXPNPEP2 (NP_003390.4) のアミノ酸22-240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43895
タンパク質分子量	76kDa
発送	保冷バッグ