

## 抗Xpnpep3ポリクローナル抗体（ウサギ）Wb、Elisa用 - Q9Nqh7

商品番号: CM0020429



### 前書き

ヒトXPNPEP3（Xaa-Proアミノペプチダーゼ3）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスのXPNPEP3を検出し、ミトコンドリアペプチダーゼやTNFシグナル伝達の研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| 製品名       | XPNPEP3 ウサギ pAb                                        |
| 別名        | XPNPEP3; APP3; ICP55; NPHPL1; X-プロリルアミノペプチダーゼ3         |
| 対象種       | ヒト                                                     |
| 遺伝子ID（ヒト） | 63929                                                  |
| 免疫原       | ヒトXPNPEP3（NP_071381.1）のアミノ酸32-230番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来        | ウサギ                                                    |
| カテゴリ      | ポリクローナル抗体                                              |
| 用途        | WB、ELISA                                               |
| 交差反応性     | ヒト、マウス                                                 |
| SWISS     | Q9NQH7                                                 |
| タンパク質分子量  | 31kDa/32kDa/48kDa/54kDa/57kDa                          |
| 輸送方法      | 保冷剤                                                    |