

Wb、If/Icc、Elisa用抗Xpnpep3ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nqh7

商品番号: CM0014980



前書き

XPNPEP3 (APP3) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットを検出します。ミトコンドリアアミノペプチダーゼ、TNFシグナル伝達、ネフロン癆の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	XPNPEP3ウサギpAb
備考／別名	APP3; ICP55; NPHPL1; XPNPEP3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	63929
遺伝子ID	63929
免疫原	ヒトXPNPEP3 (NP_071381.1) のアミノ酸1〜250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NQH7
タンパク質分子量	57kDa
輸送	保冷バッグ