

Anti-Xpo6 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q96Qu8

商品番号: CM0024204

前書き

ヒトXPO6（Exportin-6 / EXP6 / RANBP20）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのXPO6を検出します。核細胞質輸送およびアクチン動態の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	XPO6 Rabbit pAb
備考/別名	XPO6; EXP6; RANBP20; exportin-6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5159
遺伝子ID	23214
免疫原	ヒトXPO6 (NP_055986.1) のアミノ酸116-216以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96QU8
タンパク質分子量	127kDa/128kDa
配送	アイスパック