

Wb、Elisa用抗Xpotウサギポリクローナル抗体 - O43592

商品番号: CM0014396

前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用のエクスポーチンT（XPOT/XPO3）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのXPOTと反応します。tRNAの核外輸送メカニズムの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	XPOTウサギpAb
備考／別名	XPO3 ; XPOT
種	ヒト
GeneID（ヒト）	11260
GeneID	11260
免疫原	ヒトXPOT（NP_009166.2）のアミノ酸1～200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43592
タンパク質分子量	110kDa
輸送条件	アイスバッグ