

Wb、Elisa用抗Xrcc1ウサギモノクローナル抗体 - P18887

商品番号: CM0011386



前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みの高品質なXRCC1に対するウサギモノクローナル抗体。DNA一本鎖切断修復において重要な足場タンパク質である、ヒト、マウス、ラットのXRCC1を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	XRCC1ウサギmAb
備考／別名	RCC; SCAR26; XRCC1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7515
遺伝子ID	7515
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18887
タンパク質分子量	69kDa
輸送	保冷剤