

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Xrcc2ポリクローナル抗体 - O43543

商品番号: CM0022321



前書き

ヒトXRCC2を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IHC-
P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反
応します。DNA修復および相同組換え研究に最適です
。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	XRCC2 Rabbit pAb
備考/別名	FANCU; POF17; SPGF50; XRCC2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7516
GeneID	7516
免疫原	ヒトXRCC2 (NP_005422.1) のアミノ酸1-83に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43543
タンパク質分子量	32 kDa
配送	アイスバッグ