

WbおよびElisa用抗Xrcc3ウサギポリクローナル抗体 - O43542

商品番号: CM0019994



前書き

ヒトXRCC3（重要なDNA修復タンパク質）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済み。相同組換えおよびゲノム安定性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	XRCC3 Rabbit pAb
備考/別名	CMM6; XRCC3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7517
遺伝子ID	7517
免疫原	ヒトXRCC3 (NP_001093588.1) のアミノ酸62-346に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O43542
タンパク質分子量	38kDa
配送	氷袋