


Anti-Yap1 ウサギモノクローナル抗体（Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa対応） - P46937

商品番号: CM0003472



前書き

WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISAで検証済みのAnti-YAP1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。Hippo経路、臓器サイズ制御、および腫瘍抑制における主要な転写共役因子。組換えタンパク質免疫原。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] YAP1 Rabbit mAb
備考/別名	YAP, YKL, COB1, YAP2, YAP-1, YAP65, P1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10413
GeneID	10413
免疫原	ヒトYAP1 (NP_001123617.1) のアミノ酸155-504に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P46937
タンパク質分子量	36 kDa-54 kDa
配送	アイスバッグ