

Anti-Yap1 ウサギモノクローナル抗体（Wb用） - P46937

商品番号: CM0006312



前書き

YAP1ウサギモノクローナル抗体（KO検証済み）。W
B、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISA、ChIPに対応。ヒト、マウス
、ラットのYAP1を検出。アミノ酸155-
504を標的とします。Hippoシグナル伝達、臓器サイ
ズ制御、および腫瘍抑制研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] YAP1 Rabbit mAb
備考/別名	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; P1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10413
GeneID	10413
免疫原	ヒトYAP1 (NP_001123617.1) のアミノ酸155-504に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46937
タンパク質分子量	54kDa
配送	アイスバッグ