


Anti-Yap1 ウサギポリクローナル抗体、Wb・Ihc-P・If/Icc・Elisa対応 - P46937

商品番号: CM0014490



前書き

ヒトYAP1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。Hippoシグナル伝達経路の転写コアクチベーターYAP1（P46937）を認識します。細胞シグナル伝達および癌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YAP1 Rabbit pAb
備考／別名	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; YAP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10413
GeneID	10413
免疫原	ヒトYAP1 (NP_001123617.1) のアミノ酸155～504番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46937
タンパク質分子量	54kDa
輸送方法	保冷剤