


Anti-Yap1 ラビットポリクローナ抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa対応) - P46937

商品番号: CM0018442



前書き

ヒトYAP1に対するラビットポリクローナ抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みです。Hippoシグナル伝達およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	YAP1 Rabbit pAb
備考/別名	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; YAP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10413
遺伝子ID	10413
免疫原	ヒトYAP1 (NP_001123617.1) のアミノ酸155-504に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P46937
タンパク質分子量	54kDa
配送	アイスバッグ