


Anti-Yars ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa対応） - P54577

商品番号: CM0028740



前書き

チロシン--

tRNAリガーゼ（YARS）ウサギポリクローナル抗体。
ヒト、マウス、ラットでWB、IP、ELISAについて検証済みです。アミノアシルtRNA合成酵素、タンパク質合成、およびPARP1調節に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YARS ウサギ pAb
備考/別名	YRS; YTS; YARS; TYRRS; CMTDIC; IMNEPD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8565
GeneID	8565
免疫原	ヒトYARS (NP_003671.1) のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P54577
タンパク質分子量	59kDa
配送	アイスバッグ