


Wb、Ip、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Yb-1/Ybx1 ウサギモノクローナル抗体 - P67809

商品番号: CM0011873



前書き

YB-1/YBX1に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IF、IHC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのYB-1を検出。RNAプロセッシング、転写調節、DNA修復研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YB-1/YBX1 ウサギ mAb
備考/別名	YB1; BP-8; CSDB; DBPB; YB-1; CBF-A; CSDA2; EFI-A; NSEP1; NSEP-1; MDR-NF1; YB-1/YBX1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4904
遺伝子ID	4904
免疫原	合成ペプチド ヒトYB-1/YBX1 (P67809) のアミノ酸225-324に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P67809
タンパク質分子量	36 kDa
輸送	氷袋