


Wb、If、Ihc、Elisa用抗Yb-1/Ybx1ウサギポリクローナル抗体 - P67809

商品番号: CM0025845



前書き

YB-1/YBX1ウサギポリクローナル抗体は、WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのYB-1/YBX1タンパク質（36kDa）と反応し、mRNA安定性、スプライシング、エクソソーム生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YB-1/YBX1 ウサギpAb
別名	YB1; BP-8; CSDB; DBPB; YB-1; CBF-A; CSDA2; EFI-A; NSEP1; NSEP-1; MDR-NF1; YB-1/YBX1
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	4904
GeneID	4904
免疫原	ヒトYB-1/YBX1 (NP_004550.2) のアミノ酸100-200領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P67809
タンパク質分子量	36kDa
輸送方法	保冷剤