


抗Yb-1/Ybx1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P67809

商品番号: CM0030076



前書き

ヒトYB-

1/YBX1を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応し、転写研究、RNA生物学、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YB-1/YBX1 ウサギpAb
別名	YB1; BP-8; CSDB; DBPB; YB-1; CBF-A; CSDA2; EFl-A; NSEP1; NSEP-I; MDR-NF1; YB-1/YBX1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4904
GeneID	4904
免疫原	ヒトYB-1/YBX1 (NP_004550.2) のアミノ酸1～55番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P67809
タンパク質分子量	36kDa
発送方法	保冷剤同梱