


抗Yeats4ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用）- O95619

商品番号: CM0026623



前書き

NuA4複合体のクロマチンリーダーであるヒトYEATS 4（GAS41）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのYEATS4を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YEATS4 ウサギpAb
備考/別名	YAF9; GAS41; NUBI-1; 4930573H17Rik; B230215M10Rik; YEATS4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8089
GeneID	8089
免疫原	ヒトYEATS4のアミノ酸1-227に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_006521.1)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95619
タンパク質重量	26kDa
配送	アイスパック