

## Wb、Elisa用抗Yipf6モノクローナル抗体 - Q8Br70

商品番号: CM0011723

### 前書き

YIPF1およびYIPF2の安定化に関与するゴルジ装置膜タンパク質であるマウスYIPF6タンパク質に対し、WBおよびELISAでの検証が完了した抗Yipf6ウサギモノクローナル抗体です。IVD研究および診断薬開発に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名        | Yipf6 ウサギmAb                                          |
| 別名         | A430107J06Rik                                         |
| 対象種        | マウス                                                   |
| 遺伝子ID (ヒト) | 286451                                                |
| 遺伝子ID      | 77929                                                 |
| 免疫原        | マウスYipf6 (NP_997516.1) のアミノ酸1-83番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                   |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                             |
| 用途         | WB、ELISA                                              |
| 交差反応性      | マウス                                                   |
| SWISS      | Q8BR70                                                |
| タンパク質分子量   | 26kDa                                                 |
| 輸送方法       | 氷袋                                                    |