

Anti-Yipf6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Br70

商品番号: CM0024683

前書き

マウスYIPF6（YIP1ファミリーメンバー6）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みであり、マウスおよびラットとの交差反応性があります。ゴルジ膜タンパク質の機能とYIP1ファミリーの相互作用を解明します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Yipf6 Rabbit pAb
備考/エイリアス	A430107J06Rik; Yipf6
種	マウス
GeneID (ヒト)	286451
GeneID	77929
免疫原	マウスYipf6（NP_997516.1）のアア酸1-83に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q8BR70
タンパク質分子量	26kDa
配送	氷袋