

WbおよびElisa用 Anti-Yipf7 ポリクローナル抗体 - Q8N8F6

商品番号: CM0020363

前書き

ヒトYIPF7（FinGER9、YIP1ファミリーメンバー7）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに適しており、ラットとの交差反応性を示します。ゴルジ体/小胞体輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YIPF7 ウサギ pAb
備考/別名	FinGER9; YIPF7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	285525
GeneID	285525
免疫原	ヒトYIPF7 (NP_872398.2) のアミノ酸1-80に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q8N8F6
タンパク質分子量	31 kDa
発送	保冷バッグ