


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ykl-40/Chi3L1ポリクローナル抗体 - Q61362

商品番号: CM0028504



前書き

マウスYKL-40/CHI3L1（CHI3L1; BRP39; GP39）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトと交差反応します。炎症、組織リモデリング、抗菌応答に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YKL-40/CHI3L1 ウサギpAb
別名	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39
種	マウス
GeneID (ヒト)	1116
GeneID	12654
免疫原	マウスYKL-40/CHI3L1（NP_031721.2）のアミノ酸30～389番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q61362
タンパク質分子量	43 kDa
輸送方法	保冷剤