

Wb、If/Icc、If-P、Elisa用 抗Ykl-40/Chi3L1 ウサギ モノクローナル抗体 - P36222

商品番号: CM0003455



前書き

WB、IF/ICC、IF-P、ELISA用 YKL-40/CHI3L1 ウサギ mAb（組換え）。ヒト YKL-40 に特異的、マウス、ラットと交差反応性あり。炎症、組織リモデリング、バイオマーカー研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YKL-40/CHI3L1 ウサギ mAb
備考/別名	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39; YKL-40/CHI3L1
種	ヒト
GeneID	1116 (ヒト)
免疫原	ヒト YKL-40/CHI3L1 (NP_001267.2) のアミノ酸 284-383 に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36222
タンパク質分子量	43 kDa
発送	保冷バッグ