


Wb、Ip、Ihc-P、Elisa用Anti-Ykl-40/Chi3L1ウサギモノクローナル抗体 - Q61362

商品番号: CM0011075



前書き

WB、IP、IHC-

P、ELISAにおいてマウスサンプルでバリデーション済みのAnti-YKL-

40/CHI3L1ウサギモノクローナル抗体。組織リモデリングおよびTh2炎症に関与するキチナーゼ3様タンパク質1（CHI3L1/BRP39）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YKL-40/CHI3L1ウサギmAb
備考／別名	Gp39; Brp39; Chil1
種	マウス
GeneID（ヒト）	1116
GeneID（マウス）	12654
免疫原	マウスChi3l1（NP_031721.2）のアミノ酸30～389に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IP、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q61362
タンパク質分子量	43 kDa/44 kDa
輸送	保冷バッグ