

Anti-Ykl-40/Chi3L1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途） - P36222

商品番号: CM0030030



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのYKL-40/CHI3L1

ウサギpAb。ヒト、マウス、ラットのCHI3L1を認識します。CHI3L1は炎症と組織再構築に関わる43kDaのレクチンです。IVD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YKL-40/CHI3L1 ウサギpAb
別名	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39; YKL-40/CHI3L1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1116
GeneID	1116
免疫原	YKL-40/CHI3L1 (NP_001267.2) のアミノ酸22～383番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36222
タンパク質分子量	43kDa
発送	氷袋