

Anti-Yme1L1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q96Ta2

商品番号: CM0009890

前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのYME1L1ウサギモノクローナル抗体。ヒトYME1L1（ATP依存性亜鉛メタロプロテアーゼ）を検出し、ミトコンドリア形態、タンパク質品質管理、およびストレス適応を調節します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YME1L1 Rabbit mAb
備考/別名	FTSH; MEG4; PAMP; OPA11; YME1L
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10730
遺伝子ID	10730
免疫原	ヒトYME1L1 (NP_647473.1) のアミノ酸580-773に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96TA2
タンパク質分子量	86kDa
配送	氷袋