

Wb、Elisa用抗Yme1L1ウサギポリクローナル抗体 - Q96Ta2

商品番号: CM0016611

前書き

YME1L1に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用に設計されており、ヒト、マウス、ラットのYME1L1を認識します。ミトコンドリアのタンパク質恒常性および形態の研究に最適です。本抗体はヒトYME1L1のN末端領域を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YME1L1 ウサギ pAb
別名	FTSH; MEG4; PAMP; OPA11; YME1L; YME1L1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	10730
GeneID	10730
免疫原	ヒトYME1L1 (NP_055078.1) のアミノ酸1〜240番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96TA2
タンパク質分子量	86kDa
発送方法	保冷剤同梱