


抗Yod1ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa） - Q5Vvq6

商品番号: CM0006289



前書き

ウエスタンブロッティング（WB）およびELISAでバリデーション済みの抗YOD1ウサギモノクローナル抗体。ERADおよびオートファジーに関与するヒトYOD1脱ユビキチン化酵素を検出します。ウサギ由来モノクローナル抗体。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YOD1ウサギmAb
備考／別名	DUBA8; OTUD2; PRO0907; YOD1
生物種	ヒト
GeneID	55432
免疫原	ヒトYOD1（NP_061036.3）のアミノ酸249～348内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q5VVQ6
タンパク質分子量	38 kDa
配送	保冷剤