

Wb、Elisa用抗Ypel3ポリクローナル抗体 - P61236

商品番号: CM0024345

前書き

ヒトYPEL3に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。マウスおよびラットと交差反応性があり、アポトーシスおよび細胞増殖の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	YPEL3 Rabbit pAb
略称/別名	YPEL3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	83719
遺伝子ID	83719
免疫原	ヒトYPEL3（NP_001138996.1）のアミノ酸1-119番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P61236
タンパク質分子量	14kDa
輸送条件	保冷剤