


Anti-Ypel5 ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P62699

商品番号: CM0013651



前書き

WBおよびELISAで検証済みのYPEL5ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。細胞増殖に関与するCTLH

E3リガーゼ構成因子であるyippee-like 5を標的とします。分子量：14kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YPEL5 Rabbit pAb
備考/別名	CGI-127; YPEL5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51646
GeneID	51646
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62699
タンパク質分子量	14kDa
配送	アイスバッグ